



Enzymatisk vaskemiddel til manuel genbehandling af medicinsk udstyr såsom fleksible endoskoper og kirurgiske instrumenter

gigazyme®

Vores fordele:

- førsteklasses renseevne takket være tre enzymer
- fremragende materialekompatibilitet da det er pH-neutralt
- lavt skummende

Anvendelsesområder

gigazyme® er et enzymatisk rengøringsmiddel til manuel genbehandling af medicinsk udstyr såsom fleksible endoskoper og kirurgiske instrumenter.

Enzym og overfladeaktivt stof: Den optimale kombination af potente enzymer (**protease** = spalter proteiner; **lipase** = nedbryder forurenende stoffer, der indeholder fedt; **amylase** = fjerner polysaccharider) og et innovativt overfladeaktivt system sikrer fremragende rengøring af termostabile og termolabile instrumenter af enhver art, samtidig med at den giver fremragende materialekompatibilitet

Brugsanvisning

gigazyme® kan bruges i nedsænkingsbade og ultralydsbade.

Dosering:

gigazyme® er et koncentreret produkt og fortyndes med vand til den ønskede arbejdskoncentration. Hold vandtemperaturen under 45 °C for at undgå proteindenaturering.

Doseringsmængden afhænger af, hvordan instrumenterne oparbejdes, og graden af snavs. Følgende parametre anbefales, når du bruger gigazyme®:

Normal forurening: 0,5 - 2 % (1 liter af en 1 % opløsning svarer til 990 ml vand og 10 ml gigazyme®). Kraftig forurening: op til 5 %.

Nedsæk instrumenter, der skal genbehandles, i arbejdsopløsningen. Sørg for, at genstande vædes fuldstændigt - også i tilfælde af hule instrumenter - og lad dem trække i opløsningen, indtil instrumenterne er rene ved visuel inspektion.

Efter rengøring skylles det medicinske udstyr grundigt med vand, der har mindst drikkevandskvalitet for at fjerne eventuelle rester af opløsningen.

Bemærk genbehandlingsanbefalingerne fra instrumentproducenterne.

Henstandstid:

Vi anbefaler at udskifte arbejdsopløsningen mindst hver arbejdsdag, eller med det samme, hvis der er synlig snavs.



Produktdata

Sammensætning:

5-15 % ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, enzymer.

Kemiske-fysiske data

Farve	blå
Massefylde	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Flammepunkt	43 °C / Metode: DIN 51755 Del 1
Form	væske
pH	9,8 – 10 / 20 °C

Særlige råd

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Dette produkt er kun beregnet til brug af fagfolk.

Alle alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed. For at opnå optimale resultater bør rengøringsopløsningens temperatur holdes under 35°C. Undladelse af at gøre det kan få blodet til at koagulere, især når instrumenter og endoskoper, der er kontamineret med blod, renses i et ultralydsbad. Opløsningen bliver uklar, når den når cirka 32°C, hvilket indikerer, at vandtemperaturen er for høj. Denne uklarhed har ikke en negativ indvirkning på rengøringsydelsen.

Bland ikke gigazyme® med andre produkter.

Opbevares i original beholder ved stuetemperatur. Beskyt mod frost, varme og sollys. Hold beholdere tæt lukket.

Relaterede produkter

- chiroSan Plus
- gigasept FF (new)
- gigasept AF forte
- rotasept

Miljøoplysninger

Schülke fremstiller produkter økonomisk og med avancerede, sikre og miljøvenlige produktionsmetoder samtidig med, at høje kvalitetsstandarder opretholdes.

Ekspertudtalelse og information

Besøg vores hjemmeside for en oversigt over al tilgængelig litteratur/rapporter om produktet: www.schuelke.com

For individuelle spørgsmål:

Kundeservice

telefon: +45 70 266 244

info.wetwipe@schuelke.com

Information til bestilling

Vare	Leveringsform	Varenr.
gigazyme® 2 l-flaske	5 / kartoner	på forespørgsel

Tilbehør

Tilbehør	Varenr.
Dåsenøgle til 5 og 10 l	135810
Målebæger 500ml	136101
Målebæger 50 ml	136102



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1, German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medical products.

Schülke headquarter
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt,
Germany
Phone +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Danish distributor
Wet Wipe A/S
Vallensbaekvej 65
2625 Vallensbaek
Denmark
Phone +45 70 266 244
Fax: +45 70 266 233
www.wetwipe.eu
info.wetwipe@schuelke.com